

稳定的切割质量 百试不变

经销商:



Crescent Manufacturing Company 制造公司,
美国俄亥俄州弗瑞蒙特市, 邮政编码 43420
1-800-537-1330





DURAEDGE® 超薄切片机刀片

矮型

均匀的特氟纶 PTFE 涂层不仅减少摩擦和消除条痕与压缩,而且无需磨合期。

- 产品代号 : 7221
- 尺寸 : 77x8 mm



高型

均匀的特氟纶 PTFE 涂层不仅减少摩擦和消除条痕与压缩,而且无需磨合期。

- 产品代号 : 7310
- 尺寸 : 77x14 mm



当你需要精密度时候的正确选择

DURAEDGE® 超薄切片机刀片是依照最高标准制造, 锋利、耐用、质量稳定。本公司独有的硬化不锈钢制造工艺, 保证了每个刀片高精密度的品质, 从而令阁下拥有锋利无比的刀刃。

DURAEDGE® 刀片能够在活组织检查中切出超薄的切片, 使您在实验室中拥有无与伦比的高精密度。



显微镜用超薄切片机 疑难问题解答

需技术支持, 请与在线的显微镜解剖学家联系, 他们可以在上午8点至下午5点之间解答客户的问题。

压缩

切片团太热 – 冷却

室内太热 – 降温

不正确的角度 – 增加角度

切片太快 – 减速

切片变钝 – 更换刀片

分离切片

切片团内有坚硬部分 – 浸湿

石蜡内有杂质 – 过滤或更换

刀片不洁 – 清洁刀片的两面

不正确的角度 – 降低角度

刀刃存在缺口或瑕疵 – 更换刀片

厚和薄(切片)

刀片在超薄切片机内松动 – 紧固螺丝和刀片支架锁座或清洁支架锁座

不正确的角度 – 增加角度

样品太大或太硬 – 浸湿处理

切片太快 – 降低速度

形状似软百叶窗或搓衣板(切片)

支架上刀片松动 – 旋紧刀片支架或清理支架

刀片支架块松动 – 紧固刀片支架座

样品太大或太硬 – 浸湿处理

不正确的角度 – 降低角度